

**I. PRINCIPIO DEL TEST**

Il kit del test **WITNESS<sup>™</sup> BoviD-5** è un immunodosaggio cromatografico per l'identificazione qualitativa rapida degli antigeni di *Cryptosporidium Sp.*, Rotavirus, Coronavirus, di *Escherichia coli* K99 e *Giardia lamblia* nelle feci dei vitelli.

Il kit del test **WITNESS<sup>™</sup> BoviD-5** riporta due lettere sulla superficie del dispositivo che indicano la linea del test ("T") e la linea di controllo ("C"). La linea del test e la linea di controllo nella finestra del risultato non sono visibili prima di applicare il campione. La linea di controllo è una linea di riferimento che indica che il test viene eseguito correttamente. La linea di controllo deve comparire ogni volta che viene eseguito il test. Se nel campione sono presenti antigeni, nella finestra del risultato compare una linea viola.

**II. CONTENUTO DEL KIT**

- 1) Dieci (10) dispositivi per il test WITNESS<sup>™</sup> BoviD-5
- 2) Dieci (10) provette di diluente per il dosaggio
- 3) Dieci (10) contagocce monouso
- 4) Dieci (10) tamponi monouso
- 5) Un (1) foglietto con le istruzioni per l'uso

**III. PRECAUZIONI**


- 1) Per ottenere risultati ottimali, seguire attentamente le istruzioni.
- 2) Tutti i campioni devono essere maneggiati come se fossero potenzialmente infetti. Indossare guanti protettivi quando si maneggiano i campioni. Lavarsi accuratamente le mani dopo aver terminato il test.
- 3) Non aprire o rimuovere i dispositivi per il test dalle singole confezioni sigillate prima dell'uso.
- 4) Non riutilizzare i componenti del test.
- 5) Prima di eseguire il test tutti i reagenti devono essere a temperatura ambiente.
- 6) Non utilizzare il kit del test dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta della confezione.
- 7) I componenti del kit sono stati sottoposti a controllo di qualità come unità di lotto standard. Non miscelare componenti provenienti da lotti diversi.
- 8) I diluenti del dosaggio contengono una bassa concentrazione di azoturo di sodio come conservante. L'azoturo di sodio è tossico e deve essere maneggiato con cautela, evitando l'ingestione e il contatto con la cute.

**IV. CONSERVAZIONE E STABILITÀ**


Il kit può essere conservato a temperatura ambiente oppure refrigerato (2°C–30°C). Il kit del test è stabile fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta della confezione. **NON CONGELARE**. Conservare il kit del test al riparo della luce diretta del sole.

**V. PRELIEVO E PREPARAZIONE DEL CAMPIONE**

- 1) Il test deve essere eseguito con le feci di vitello.
- 2) I campioni devono essere analizzati immediatamente dopo il prelievo.
- 3) Se non vengono analizzati immediatamente, refrigerare i campioni a 2°C–8°C per non oltre 24 ore. Per conservarli più a lungo, congelare i campioni ad almeno -20°C. I campioni congelati devono essere portati a temperatura ambiente (15°C–30°C) prima dell'uso.
- 4) La quantità di feci sul tampone può influenzare i risultati. È necessario seguire le linee guida sulla quantità di feci che deve essere presente sul campione, come illustrato nella figura seguente. Una quantità eccessiva di feci può indurre un risultato falsamente positivo e una lenta migrazione.

**VI. PROCEDURA DEL TEST**

- 1) Raccogliere i campioni di feci utilizzando un tampone monouso.
- 2) Inserire il campione di feci in una provetta di diluente per il dosaggio.
- 3) Miscelare le feci sul tampone fino a quando il campione non si sia disciolto nel diluente.
- 4) Attendere fino a quando le particelle più grosse non si siano depositate sul fondo della provetta. (Approssimativamente 1 minuto)
- 5) Rimuovere il dispositivo per il test dalla confezione di alluminio e posizionarlo su una superficie piana e asciutta.
- 6) Utilizzando un contagocce monouso, prelevare un campione di surnatante dalla provetta.
- 7) Aggiungere quattro (4) gocce in ogni pozzetto per campioni utilizzando un contagocce monouso assicurandosi di depositare goccia per goccia con il contagocce mantenuto in posizione verticale.
- 8) Quando il test inizia ad attivarsi, si vedrà il colore viola spostarsi nella finestra del risultato verso il centro del dispositivo. Se la migrazione non compare dopo 1 minuto, aggiungere un'altra goccia di campione miscelato al pozzetto per campioni.
- 9) Interpretare i risultati del test dopo 10 minuti. Non leggere i risultati dopo 20 minuti.

**VII. LIMITI DEL TEST**

- 1) Questo test è esclusivamente per uso diagnostico *in-vitro*.
- 2) Questo test identifica la presenza degli antigeni di *Cryptosporidium Sp.*, Rotavirus, Coronavirus, di *Escherichia coli* K99 e *Giardia lamblia* nel campione e non deve essere utilizzato come unico criterio per la diagnosi.
- 3) In caso di risultati dubbi potrebbe essere necessario effettuare altri test clinici o di laboratorio. La diagnosi clinica definitiva non deve basarsi sul risultato di un singolo test, ma deve essere raggiunta dopo aver valutato tutti i referti clinici e di laboratorio.

**VIII. ASSISTENZA TECNICA**

Per l'assistenza tecnica, contattare il proprio rappresentante di zona.

Utilizzare entro 2°C–30°C Limiti di temperatura Mandatario nella Comunità Europea

Codice di lotto Non riutilizzare Diagnostico in vitro

Numero di serie Fabbricante Consultare le istruzioni per l'uso

Versione 2 - 2016/06/06

Distribuito da: Zoetis Inc. 333 Portage Street Kalamazoo, MI 49007 USA /  
Synbiotics Europe, a wholly-owned subsidiary of Zoetis Inc., Gerland Plaza,  
23 rue Pierre Gilles de Gennes, 69007 Lyon FRANCE

**zoetis**

Fabbricato da  
BIONOTE, 22 Samsung1ro 4-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18449, Republic of Korea