

# WITNESS™ | Giardia

## CANINE AND FELINE GIARDIA ANTIGEN TEST KIT.

### WITNESS™ | Giardia

ENGLISH

#### I. GENERAL INFORMATION

Giardia intestinalis (syn. G. duodenalis or G. lamblia), is a gastrointestinal protozoan parasite of various species including dogs and cats. Giardia can cause a variable clinical picture ranging from asymptomatic carrier to acute or chronic diarrhea. This flagellated parasite has two different morphologic stages: an axenial intestinal multiplication form (trophozoite), and an encysted form, that is excysted and is readily infectious (cyst). Infection occurs via oral-fecal contact with an infected animal or ingestion of contaminated water or material from the environment. Symptoms appear around 3 weeks post-infection, with a normal incubation period of around 8 days. Typical clinical manifestations include diarrhea, weight loss, and growth retardation. The disease may be self-limiting or lead to chronic diarrhea and intestinal malabsorption. This test can be used as a screening tool in young animals such as dogs and cats aged from between 6 weeks and 5 months. It can also be used in older animals suffering from chronic diarrhea. Giardia asymptomatic carriers may exist, test results and consequent treatment decisions should always be considered in the context of all available clinical information.

#### II. TEST PRINCIPLES

This test uses red polystyrene micro-spheres coated with monoclonal antibodies to *Giardia intestinalis* antigen. Blue microspheres are also present as a test control. Positive antigen present in the faecal sample reacts with the latex particles coated with monoclonal antibodies specific to the antigen. This particle complex of latex/antibodies/parasite antigen subsequently migrates through the test reaction zone via chromatography. In this zone, anti-Giardia antibodies react with the particle complex of latex/antibodies/parasite antigen resulting in a red/pink line appearing (positive test).

#### III. SAMPLE COLLECTION

- Test material required: canine faeces, feline faeces

#### IV. SAMPLE STORAGE

Faecal samples may be stored at +4°C for 24 hours. If longer storage is required, the samples should be frozen at -20°C. Faecal samples must be allowed to reach room temperature before testing.

#### V. KIT CONTENTS

- 5 pouches, each containing 1 test device and desiccant.
- 5 disposable sample extraction pipettes.
- Extraction buffer bottle.
- Instructions for use.


#### VI. PRECAUTIONS

- Do not use components after expiration date on the pouch.
- Store-test kits between +2°C and +25°C. Do not freeze.
- Use the test within 10 minutes of opening the sealed pouch.
- Avoid touching or damaging the membrane at windows (1, 2) or (3).
- The device should be placed on a flat, horizontal surface for the duration of the test.
- Use a separate extraction pipette for each sample.
- Hold extraction pipette vertically when dispensing sample into the test well.
- Handle all reagents and samples as biohazardous material.
- For veterinary use only.

#### VII. TEST PROCEDURE


##### 1. SAMPLE COLLECTION

- Remove the top, containing the cotton swab, from supplied sample extraction pipette.
- Dispense Extraction Buffer from the bottle supplied into the base of sample extraction pipette until the buffer reaches the graduation mark.
- Holding the top of the sample extraction pipette, coat the cotton swab with faeces from a stool sample, or from an anal swab. It is critical that the sample contains between 60mg to 100mg of faeces; so ensure the cotton part of the swab is entirely covered with faeces.
- Insert the swab into the dispersed extraction buffer in the base of the sample extraction pipette. Securely fit the top onto the base, then tap the pipette to mix the contents for 5 seconds ensuring good sample extraction.



##### 2. SAMPLE TESTING


- First, tear open the pouch provided and place the test device on a flat horizontal surface for the duration of the test, to allow correct migration.
- Then snap the upper part of the sample extraction pipette at the blue line. This contains the extracted faecal sample.
- Invert and hold the sample extraction pipette in a vertical (upright) position and gently squeeze the base to dispense five drops of sample onto the sample well (window (1)). Avoid touching the well itself.
- If fluid is not seen to migrate past window (2) within one minute, add one additional drop of sample into the sample well, window (1).



##### 3. READING TEST

- Wait 5 minutes, and then look for the presence or absence of a red/pink band in window (2) and a blue band in window (3).
- Sample test results are read in window (2). The control test band is read in window (3).
- Note:**

  - A control blue band may appear in window (3) before 5 minutes has elapsed, however the test may not have finished. A red/pink band in window (2) can develop more slowly than the blue control band in window (3) so 5 minutes should elapse before reading.
  - The test may be completed and read before 5 minutes only if bands are visible in both windows (2) and (3).



##### VIII. RESULTS

- Negative:** A sample is negative for *Giardia intestinalis* antigens when there is no red/pink band visible in window (2) whilst a blue control band is visible in window (3).
- Positive:** A sample is positive for *Giardia intestinalis* antigens if there is a red/pink band visible in window (2) and a blue control band is visible in window (3).
- Note:**

  - A test is only valid if a blue control band is present in window (3). If there is no blue control band visible in window (3), the test is invalid and should be repeated.

##### Remember:

- A test result should always be interpreted in the context of all available clinical information and history for the dog or cat being tested.

##### TECHNICAL ASSISTANCE

If you need assistance, please contact your local representative.

##### SYMBOL DESCRIPTIONS

	Use by (expiration date)		Consult instructions for use
	Lot		In vitro diagnostic medical device
	SN		Manufacturer
	Temperature limitations (storage temperature range)		

##### Operon S.A.

Camino del Plano 19,  
50400 - Cuarte de Huerva (Zaragoza),  
Spain

**zoetis**

##### Utiliser jusqu'au (date d'expiration)

##### LOT

##### SN

##### Limits de température (intervalle de températures de conservation)

##### Utiliser jusqu'au (date d'expiration)

##### LOT

##### SN

##### Limits de température (intervalle de températures de conservation)

##### Opereon S.A.

Camino del Plano 19,  
50400 - Cuarte de Huerva (Zaragoza),  
Spain

**zoetis**

## TROUSSE DE DÉPISTAGE DES ANTIGÈNES DE *GIARDIA DUODENALIS* CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT.

### WITNESS™ | Giardia

FRANÇAIS

#### I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

*Giardia duodenalis* (syn. G. intestinalis ou G. lamblia) est un protozoaire parasite de l'intestin observé chez diverses espèces (chien ou chat par exemple) et responsable de symptômes variés dont le porteur peut être asymptomatique ou bien présenter des diarrhées aiguës ou chroniques. Ce parasite flagellé est connu sous deux stades morphologiques : une forme de multiplication intestinale végétative, appelée trophozoïte, et une forme enkystée, rapidement infectieuse, qui est excrétée, appelée kyste. La transmission s'effectue par contact oral-oral avec un animal infecté ou par ingestion d'eau ou de matières contaminées présentes dans l'environnement. Les symptômes apparaissent environ 1 à 3 semaines après l'infection, par des diarrhées, une perte de poids et/ou une crise de diarrhée et/ou malabsorption. Le test peut également être utilisé pour dépasser chez le jeune animal, par exemple un chien ou un chat entre 6 semaines et 5 mois. Il peut également être utilisé chez les animaux présentant une diarrhée chronique si l'on suspecte que Giardia est la cause. L'infestation par Giardia peut être asymptomatique. L'interprétation des résultats du test et les décisions thérapeutiques doivent toujours tenir compte de l'ensemble des informations cliniques disponibles.

#### II. PRINCIPES DU TEST

Le test utilise des microsphères en polystyrène rouges (particules de latex) recouvertes d'anticorps monoclonaux anti-*Giardia intestinalis*. Des microsphères bleues sont également utilisées pour vérifier le bon fonctionnement du test (référence positif). L'anticorps parasitaire présent dans l'échantillon réagit avec les particules de latex recouvertes d'anticorps monoclonaux dirigés contre cet antigène. C'est dans cette zone que les anticorps anti-Giardia réagissent avec le complexe latex/anticorps/antigène parasitaire, provoquant la formation d'une bande de couleur rouge ou rose.

#### III. PRINCIPES DU TEST

Le test utilise des microsphères en polystyrène rouges (particules de latex) recouvertes d'anticorps monoclonaux anti-*Giardia intestinalis*. Des microsphères bleues sont également utilisées pour vérifier le bon fonctionnement du test (référence positif). L'anticorps parasitaire présent dans l'échantillon réagit avec les particules de latex recouvertes d'anticorps monoclonaux dirigés contre cet antigène. C'est dans cette zone que les anticorps anti-Giardia réagissent avec le complexe latex/anticorps/antigène parasitaire, provoquant la formation d'une bande de couleur rouge ou rose.

#### IV. PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS

Les échantillons de matières fécales peuvent être conservés à +4°C pendant 24 heures. Ils peuvent être congelés à -20°C pour des durées de conservation plus importantes. Laisser les échantillons congelés revenir à température ambiante avant utilisation.

#### V. CONTENU DE LA TRousse

- Type d'échantillon étudié : matières fécales canines ou félines.


#### VI. PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser de réactifs après la date de péremption.
- Conserver le kit entre +2°C et +25°C. Ne pas congeler.
- Utiliser le test dans les 10 minutes suivant l'ouverture du sachet.
- Éviter de toucher ou d'abîmer la membrane au niveau du puits (1) ou des fenêtres (2) ou (3).
- Placer le test sur une surface horizontale plane et veiller à ce que l'ensemble du test soit placé dans un endroit à température ambiante.
- Utiliser une pipette d'extraction différente pour chaque échantillon.
- Tenir la pipette à la verticale lors du dépôt de l'échantillon.
- Manipuler les réactifs et les échantillons comme des éléments susceptibles de présenter un risque biologique.
- Pour usage vétérinaire seulement.

#### VII. PROCÉDURE DE TEST


##### 1. PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON

- Ouvrir la partie supérieure de la pipette d'extraction qui contient l'échantillon en coton.
- Verser le tampon d'extraction dans la pipette jusqu'au repère.
- À l'aide de la partie supérieure de la pipette, recouvrir l'échantillon de matières fécales à partir d'un échantillon de selles ou d'un prélevement anal. Comme il est indispensable de disposer de 60 à 100 mg de matières fécales, s'assurer que l'extrémité en coton de l'échantillon est entièrement recouverte de selles.
- Introduire l'échantillon au fond de la pipette, dans le tampon d'extraction. Bien emboîter la partie supérieure sur le corps de la pipette, puis tapoter pendant 5 secondes afin d'obtenir un mélange homogène.



##### 2. DÉPÔT DE L'ÉCHANTILLON

- Sortir la plaque-test de son sachet et la placer sur une surface horizontale plane. La maintenir dans cette position tout le temps que dure la migration de l'échantillon.
- Casser l'extrémité supérieure de la pipette au niveau du trait bleu, le tampon d'extraction présent dans la pipette contenant maintenant l'échantillon de matières fécales.
- Retourner la pipette : la tenir en position verticale, appuyer légèrement sur sa base pour disposer cinq gouttes d'échantillon dans le puits (1).
- Si, et seulement si le liquide n'a pas migré au niveau de la fenêtre (2) au bout d'une minute, ajouter une goutte supplémentaire d'échantillon dans le puits (1).



##### 3. LECTURE DU RÉSULTAT

- Attendre 5 minutes avant de constater la présence, ou l'absence, d'une bande de couleur rouge ou rose au niveau de la fenêtre (2) et d'une bande bleue dans la fenêtre (3).
- La lecture des résultats s'effectue à partir de la fenêtre (2). La fenêtre (3) indique si le test est valide (bande témoin).
- Remarques :**
  - Le test est terminé et peut être interprété avant les 5 minutes préconisées si les bandes de la fenêtre (2) et de la fenêtre (3) sont toutes les deux visibles.
  - La présence d'une bande bleue dans la fenêtre (3) avant les 5 minutes ne signifie pas que le test est terminé. La bande rouge ou rose de la fenêtre (2) peut apparaître plus tardivement que la bande bleue de la fenêtre (3) qui témoigne du bon fonctionnement du test.



##### VIII. RÉSULTATS

- Négatif :** A sample is negative for *Giardia intestinalis* antigens when there is no red/pink band visible in window (2) whilst a blue control band is visible in window (3).
- Positive :** A sample is positive for *Giardia intestinalis* antigens if there is a red/pink band visible in window (2) and a blue control band is visible in window (3).

##### Note :

- A test is only valid if a blue control band is present in window (3). If there is no blue control band visible in window (3), the test is invalid and should be repeated.

##### Remember :

- A test result should always be interpreted in the context of all available clinical information and history for the dog or cat being tested.

##### ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour toute question, merci de contacter l'assistance technique de Zoetis France au numéro suivant : 0 800 734 937

##### DESCRIPTION DES SYMBOLES

	Utiliser jusqu'au (date d'expiration)		Consulter la notice d'utilisation
	LOT		Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>
	SN		Fabricant
	Limits de température (intervalle de températures de conservation)		

##### Opereon S.A.

## KIT DE DIAGNÓSTICO PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENO FRENTA A GIARDIA CANINA Y FELINA.

**WITNESS™** Giardia

ESPAÑOL

I. INFORMACIÓN GENERAL  
Giardia intestinalis (sinónimo de *G. duodenalis* o *G. lamblia*) es un protozoario gastrointestinal que parasita distintas especies (entre ellos perros y gatos), en las que causa un cuadro clínico que puede variar desde la ausencia total de síntomas hasta la presentación de diarrea aguda o crónica. Este parásito flagelado tiene dos estadios morfológicos diferentes: una forma intestinal de multiplicación denominada trofocita, y una forma enguijolada, muy infecciosa, que es excretada y se designa como *oociste*. El parásito se transmite por vía oral-fecal por contacto con un animal infectado o por la ingestión de agua o material contaminado. Los síntomas aparecen entre 1 y 3 semanas después de la infeción y las manifestaciones clínicas típicas incluyen diarrea, pérdida de peso y atraso del crecimiento. La enfermedad puede ser autolimitante o progresar a diarrea crónica o a malabsorción intestinal. La prueba se puede utilizar como herramienta de diagnóstico en animales jóvenes, como perros y gatos entre las 6 semanas y los 5 meses de edad. También se puede emplear en animales de edad avanzada con diarrea crónica si se sospecha de Giardia como microorganismo causal. Dada la posible existencia de portadores de Giardia asintomáticos, los resultados del test y las decisiones terapéuticas siempre se deben considerar en el contexto de toda la información clínica disponible.

### II. FUNDAMENTO DE LA PRUEBA

El test se basa en la utilización de microfresas rojas de poliestireno (partículas de latex) recubiertas de anticuerpos monoclonales dirigidos a Giardia intestinalis, y de microfresas azules como control. El antigénico parásito presente en la muestra de heces reacciona con las partículas de latex recubiertas de anticuerpos monoclonales específicos para ese antigeno. Este complejo de partículas de latex/anticuerpos/antigeno parásitico migra por el área de reacción mediante un proceso cromatográfico. En esta zona, los anticuerpos anti-Giardia reaccionan con el complejo de partículas de latex/anticuerpos/antigeno parásitico, y la reacción provoca la aparición de una banda de color rojo o rosa (positivo).

### III. RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS

Muestras necesarias para la realización del test: heces caninas o felinas.

### IV. CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA

Las muestras de heces se pueden conservar a +4°C durante 24 horas. Si se desean conservar durante más tiempo, se recomienda congelarlas a -20°C. Se debe dejar que las muestras congeladas alcancen la temperatura ambiente antes de usarlas.

### V. CONTENIDO DEL KIT

- 5 sobres, con 1 placa-test y un desecante en cada uno.
- 5 pipetas desechables para la recogida de la muestra.
- 1 frasco de solución tampón.
- Instrucciones de uso.


### VI. PRECAUCIONES

- No utilizar reactivos después de la fecha de caducidad.
- Consevar el kit entre -2°C y 25°C. No congelar.
- Utilizar el test después de abrir el sobre (hasta 10 minutos después de abrir).
- No tocar o dañar la membrana de las ventanas de lectura (1), (2) o (3).
- Colocar la placa-test sobre una superficie plana y horizontal durante todo el test.
- Usar una pipeta nueva para recoger cada muestra.
- Mantener la pipeta en posición vertical mientras se dispensa la muestra.
- Manipular todos los reactivos y muestras como material biológico.
- Para uso veterinario exclusivamente.

### VII. PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA


#### 1. RECOPIDA DE LA MUESTRA

- Abrir el sobre, retirar la parte superior de la pipeta para la recopida de muestra; observará que a esta parte ya unido un hisopo.
- Dispensar solución tampón en la pipeta de recogida de muestra y llenarla hasta el nivel señalado con una marca.
- Tomar la parte superior de la pipeta y recoger el alimento del hisopo con material fecal de la muestra que se va a analizar; también puede recoger la muestra directamente del ano. Son necesarios entre 60 y 100 mg de materia fecal para que el hisopo esté completamente recubierto de heces.
- Introducir el hisopo con la muestra en la solución tampón que se ha vertido previamente en la base de la pipeta. Cerrar bien el dispositivo y mezclar dando golpes a la pipeta durante unos 5 segundos para asegurar una buena extracción de la muestra.



#### 2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

- Abrir el sobre, extraer la placa-test y colocarla sobre una superficie plana y horizontal, donde deberá dejarse durante toda la realización del test, es decir, mientras ocurre la migración.
- Romper la parte superior de la pipeta por la línea azul. La pipeta contiene la muestra de heces recogida.
- Invertir la pipeta sujetándola en posición vertical y presionar suavemente su base para depositar cinco gotas en el poción de la muestra (ventana 1).
- Si al cabo de un minuto el líquido no ha migrado hasta la ventana (2), añadir una gota más de la muestra en la ventana (1).



#### 3. LECTURA DE LOS RESULTADOS

- Espesar 5 minutos y, a continuación, observar si ha aparecido o no una banda de color rojo o rosa en la ventana (2) y una banda de color azul en la ventana (3).
- La banda del resultado aparece en la ventana (2). La banda de control aparece en la ventana (3).

#### Notas:

- Sin embargo, la aparición de una única banda azul en la ventana (3) antes de los 5 minutos, no permite dar el test por concluido. Es posible que la banda de color rojo o rosa aparezca en la ventana (2) más lentamente que la banda azul del control en la ventana (3).

- El test ha finalizado y la lectura del test puede realizarse en menos de 5 minutos si las bandas son visibles en las ventanas (2) y (3).

#### VIII. RESULTADOS

- Negativo - Una muestra es negativa para los antígenos de Giardia intestinalis cuando no aparece ninguna banda de color rojo o rosa en la ventana (2) y aparece una banda azul en la ventana (3).
- Positivo - Una muestra es positiva para los antígenos de Giardia intestinalis cuando aparece una banda de color rojo o rosa en la ventana (2) y una banda azul en la ventana (3).

#### Nota:

- El test es válido solo si aparece una banda de control azul en la ventana (3). Si no aparece ninguna banda de color azul en la ventana (3) el test no es válido y ha de repetirse.

#### Recuerde:

- El resultado de cualquier test debe interpretarse en el contexto de toda la información clínica disponible y de los antecedentes del perro o gato al que se ha practicado la prueba.

#### ASISTENCIA TÉCNICA

Para apoyo técnico contacte o representante/distribuidor local.

#### DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS

	Fecha de caducidad		Consultese las instrucciones de uso
	Código de lote		Producto sanitario para diagnóstico <i>in vitro</i>
	Número de serie		Fabricante
	Limitación de temperatura (intervalo de temperaturas de conservación)		

#### Distribuidor por:

- zoetis**  
Zoetis Portugal, Lda  
Lagoas Park - Edifício 10  
2740-271 Porto Salvo

#### Distribuido por:

Zoetis Spain, S.L.

**zoetis**

## KIT DE DIAGNÓSTICO PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE GIARDIA CANINA Y FELINA.

**WITNESS™** Giardia

PORTUGUÉS

### I. INFORMACIÓN GENERAL

Giardia intestinalis (sinónimo de *G. duodenalis* o *G. lamblia*) es un protozoario gastrointestinal que parasita distintas especies (entre ellos perros y gatos), en las que causa un cuadro clínico que puede variar desde la ausencia total de síntomas hasta la presentación de diarrea aguda o crónica. Este parásito flagelado tiene dos estadios morfológicos diferentes: una forma intestinal de multiplicación denominada trofocita, y una forma enguijolada, muy infecciosa, que es excretada y se designa como *oociste*. El parásito se transmite por vía oral-fecal por contacto con un animal infectado o por la ingestión de agua o material contaminado. Los síntomas surgen aproximadamente entre 1 y 3 semanas después de la infeción y las manifestaciones clínicas típicas incluyen diarrea, pérdida de peso y atraso del crecimiento. La padece puede ser autolimitante o progresar a diarrea crónica o a malabsorción intestinal. La prueba se puede utilizar como herramienta de diagnóstico en animales jóvenes, como perros y gatos entre las 6 semanas y los 5 meses de edad. También se puede emplear en animales de edad avanzada con diarrea crónica si se sospecha de Giardia como microorganismo causal. Dada la posible existencia de portadores de Giardia asintomáticos, los resultados del test y las decisiones terapéuticas siempre se deben considerar en el contexto de toda la información clínica disponible.

### II. PRINCIPIOS DEL TEST

Este test se basa en la utilización de microfresas rojas de poliestireno (partículas de latex) recubiertas de anticuerpos monoclonales dirigidos a Giardia intestinalis, y de microfresas azules como control. El antigénico parásito presente en la muestra de heces reacciona con las partículas de latex recubiertas de anticuerpos monoclonales específicos para ese antigeno. Este complejo de partículas de latex/anticuerpos/antigeno parásitico migra por el área de reacción mediante un proceso cromatográfico. En esta zona, los anticuerpos anti-Giardia reaccionan con el complejo de partículas de latex/anticuerpos/antigeno parásitico, y la reacción provoca la aparición de una banda de color rojo o rosa (positivo).

### III. RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS

Muestras necesarias para la realización del test: heces caninas o felinas.

### IV. CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA

Las muestras de heces se pueden conservar a +4°C durante 24 horas. Si se desean conservar durante más tiempo, se recomienda congelarlas a -20°C. Se debe dejar que las muestras congeladas alcancen la temperatura ambiente antes de usarlas.

### V. CONTENIDO DEL KIT

- 5 sobres, con 1 placa-test y un desecante en cada uno.
- 5 pipetas desechables para la recogida de la muestra.
- 1 frasco de solución tampón.


### VI. PRECAUCIONES

- No utilizar reactivos después de la fecha de caducidad.
- Consevar el kit entre -2°C y 25°C. No congelar.
- Utilizar el test después de abrir el sobre (hasta 10 minutos después de abrir).
- No tocar o dañar la membrana de las ventanas de lectura (1), (2) o (3).
- Colocar la placa-test sobre una superficie plana y horizontal durante todo el test.
- Usar una pipeta nueva para recoger cada muestra.
- Mantener la pipeta en posición vertical mientras se dispensa la muestra.
- Manipular todos los reactivos y muestras como material biológico.
- Para uso veterinario exclusivamente.

### VII. PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA


#### 1. RECOPIDA DE LA MUESTRA

- Retirar la parte superior de la pipeta para la recopida de muestra; observará que a esta parte ya unido un hisopo.
- Dispensar solución tampón en la pipeta de recogida de muestra y llenarla hasta el nivel señalado con una marca.
- Tomar la parte superior de la pipeta y recoger el alimento del hisopo con material fecal de la muestra que se va a analizar; también puede recoger la muestra directamente del ano. Son necesarios entre 60 y 100 mg de materia fecal para que el hisopo esté completamente recubierto de heces.
- Introducir el hisopo con la muestra en la solución tampón que se ha vertido previamente en la base de la pipeta. Cerrar bien el dispositivo y mezclar dando golpes a la pipeta durante unos 5 segundos para asegurar una buena extracción de la muestra.



#### 2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

- Abrir el sobre, extraer la placa-test y colocarla sobre una superficie plana y horizontal, donde deberá dejarse durante toda la realización del test, es decir, mientras ocurre la migración.
- Romper la parte superior de la pipeta por la línea azul. La pipeta contiene la muestra de heces recogida.
- Invertir la pipeta sujetándola en posición vertical y presionar suavemente su base para depositar cinco gotas en el poción de la muestra (ventana 1).
- Si al cabo de un minuto el líquido no ha migrado hasta la ventana (2), añadir una gota más de la muestra en la ventana (1).



#### 3. LECTURA DE LOS RESULTADOS

- Espesar 5 minutos y, a continuación, observar si ha aparecido o no una banda de color rojo o rosa en la ventana (2) y una banda de color azul en la ventana (3).
- La banda del resultado aparece en la ventana (2). La banda de control aparece en la ventana (3).

#### Notas:

- Sin embargo, la aparición de una única banda azul en la ventana (3) antes de los 5 minutos, no permite dar el test por concluido. Es posible que la banda de color rojo o rosa aparezca en la ventana (2) más lentamente que la banda azul del control en la ventana (3).

- El test ha finalizado y la lectura del test puede realizarse en menos de 5 minutos si las bandas son visibles en las ventanas (2) y (3).

#### VIII. RESULTADOS

- Negativo - Una muestra es negativa para los antígenos de Giardia intestinalis cuando no aparece ninguna banda de color rojo o rosa en la ventana (2) y aparece una banda azul en la ventana (3).
- Positivo - Una muestra es positiva para los antígenos de Giardia intestinalis cuando aparece una banda de color rojo o rosa en la ventana (2) y una banda azul en la ventana (3).

#### Nota:

- El test es válido solo si aparece una banda de control azul en la ventana (3). Si no aparece ninguna banda de color azul en la ventana (3) el test no es válido y ha de repetirse.

#### Recuerde:

- El resultado de cualquier test debe interpretarse en el contexto de toda la información clínica disponible y de los antecedentes del perro o gato al que se ha practicado la prueba.

#### ASISTENCIA TÉCNICA

Para apoyo técnico contacte o representante/distribuidor local.

#### DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS

	Fecha de caducidad		Consultese las instrucciones de uso
	Código de lote		Producto sanitario para diagnóstico <i>in vitro</i>
	Número de serie		Fabricante
	Límites de temperatura (intervalo de temperaturas de conservación)		

#### Distribuidor por:

- zoetis**  
Zoetis Portugal, Lda  
Lagoas Park - Edifício 10  
2740-271 Porto Salvo

#### Distribuido por:

Zoetis Spain, S.L.

**zoetis**

## KIT DE DIAGNÓSTICO PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE GIARDIA CANINA Y FELINA.