



# Retopix® Fluido

## Fluido dermatologico lenitivo e idratante

Per la normalizzazione della barriera cutanea di aree interessate da arrossamento, disepitelizzazione, secchezza e desquamazione.



Dermatologia

PRODOTTO DERMATOLOGICO PER CANI E GATTI.

### Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2060	Retopix® Fluido	10 fiale da 2 ml

### Uso

Applicare una goccia di fluido per cm<sup>2</sup> di cute da trattare. Massaggiare delicatamente per alcuni istanti. Ripetere l'applicazione 2 o più volte al giorno per almeno 10 giorni. La fialetta è richiudibile e può essere utilizzata per più applicazioni. Evitare il contatto con gli occhi.

### Proprietà

**Adelmidrol**, analogo della palmitoiletanolamide, è in grado di mantenere una corretta funzione dermica, svolgendo un'azione lenitiva e anti-arrossamento. La **fitosfingosina** è un naturale componente dell'epidermide essenziale per mantenere l'integrità della barriera cutanea e limitare la perdita trans-epidermica di acqua (TEWL). L'**acido ialuronico** e l'**acido traumatico** mantengono l'integrità, lo stato di idratazione e l'elasticità della cute.

Principio funzionale	Funzione
Adelmidrol (2%)	Lenitiva
Fitosfingosina	Idratante/ristrutturante
Acido ialuronico	Idratante/ristrutturante
Acido traumatico	Idratante/ristrutturante

### Ingredienti

Ethoxydiglycol, aqua, peg-5 rapeseed sterol, adelmidrol(INN), triclosan, phytosphingosine, undecylenic acid, sodium hyaluronate, trans-2-dodecenedioic acid, usnic acid, sodium hydroxide.