

**korrektor**® SEDA

ALIMENTO COMPLEMENTARE PER CANE E GATTO

**COMPOSIZIONE**

Olio vegetale di semi di girasole raffinato, Acidi grassi esterificati con glicerolo (Caprico e Caprilico), Pirofosfato di Sodio, Lieviti inattivati, Proteine animali idrolizzate (pollo), Farina (di semi) di Soia, Proteine animali idrolizzate (pesce), Cloruro di sodio, Olio di pesce (2,48%), Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Biancospino fiori e foglie macinati, Melissa foglie macinate, Camomilla fiori macinati, Luppolo fiori macinati, Valeriana radice macinata, Boldo foglie macinate), Menta foglie in polvere.

**ADDITIVI PER kg DI ALIMENTO COMPLEMENTARE**

**Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:**

Niacinamide	20'295,94 mg
Vitamina B <sub>6</sub> (Cloridrato di piridossina)	8'988,2 mg
Vitamina B <sub>2</sub> (Sale monosodico di riboflavina 5'-fosfato)	1'608 mg
Taurina	8'020,2 mg
Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)	499,9 mg
Biotina	3,999 mg

**Composti di oligoelementi:**

Ossido di zinco	298 mg (Zn 239,29 mg)
Selenio di sodio	22 mg (Se 10,05 mg)

**Aminoacidi, loro sali e analoghi:**

DL-metionina, tecnicamente pura	30'005 mg
Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente pura	17'697 mg
L-triptofano	5'010 mg

**COMPONENTI ANALITICI E RELATIVI TENORI**

Proteina grezza	10,41%
Fibra grezza	1,51%
Grassi grezzi	79,64%
Ceneri grezze	4,53%
Ceneri insolubili in acido cloridrico	2,70%

**Contenuto netto 160 ml**

FORMEVET S.r.l.

Via Savona, 97 - 20144 Milano

Tel. +39 02.4345891

www.formevet.com - vetline@formevet.it

Officina di produzione con numero di riconoscimento α-IT000061BG del 08/08/01

**Formevet**®  
ONE HEALTH FOR ALL

grande  
appetibilità

**korrektor**®

SEDA

Azione distensiva e  
rilassante per cani e gatti



**korrektor**® SEDA

**INDICAZIONI**

Korrektor Seda è un alimento complementare per cani e gatti contenente:

- Valeriana, Biancospino, Luppolo, Camomilla e Melissa note per la loro attività distensiva e rilassante;
- Menta, Camomilla, Melissa riconosciute per le loro attività antispasmodiche a carico della muscolatura liscia dell'apparato digerente.
- Olio di pesce, fonte di Omega-3 (l'apporto di Omega-3 corrisponde a: 3 ml = 22,36 mg - 6 ml = 44,72 mg - 9 ml = 67,08 mg).

Korrektor Seda è di supporto al mantenimento della serenità e tranquillità del cane e del gatto, in caso di:

- separazione (permanenza in pensione, in appartamento, ecc.);
- rumore (tuoni, traffico intenso, fuochi d'artificio, ecc.);
- inquietudine (con danneggiamento di oggetti o "cane scavatore");
- solitudine protratta con abbaio/miagolio continuo;
- ipercinesì;
- turbe della senilità;
- iperaggressività;
- viaggi di lunga durata.

**ISTRUZIONI PER L'USO:**

**AGITARE PRIMA DELL'USO**

Korrektor Seda va agitato accuratamente prima dell'uso. Una parte del flacone è stata lasciata appositamente libera affinché lo scuotimento possa garantire l'ottimale miscibilità dei suoi componenti.

**QUANTITÀ CONSIGLIATE:**

Soggetto	N. di cucchiaini da caffè (1=3 ml)	Numero di volte al giorno
Cucciolo e cane di piccola taglia (1-10 kg)	1 (= 3 ml)	2-3
Cani di media taglia (11-25 kg)	2 (= 6 ml)	2-3
Cani di grossa taglia (>25 kg)	3 (= 9 ml)	2-3
Gatto (gattino e gatto adulto)	1 (= 3 ml)	1-2

Si consiglia l'integrazione quotidiana con Korrektor Seda fino al raggiungimento dell'effetto desiderato; in caso di viaggi, permanenza in pensione, ecc. a partire da 2-3 settimane prima.

**MODALITÀ DI CONSERVAZIONE**

Conservare nella confezione originale. Conservare l'astuccio. Conservare in luogo fresco e asciutto. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

S/0524

Da consumarsi  
preferibilmente  
entro:  
Lotto n°

korrektor®  
SEDA

**Formevet**®  
ONE HEALTH FOR ALL

grande  
appetibilità

**korrektor**®

SEDA

Azione distensiva e  
rilassante per cani e gatti



<b>Flacone:</b> PVC 3	Raccolta plastica
<b>Etichetta:</b> l'etichetta va smaltita con il flacone	
<b>Astuccio:</b> PAP 21	Raccolta carta
<b>Tappo:</b> ALU 41	Raccolta metalli

Verifica le disposizioni del tuo Comune

