



# Oculvet® Gel

## Gel oftalmico ad azione lubrificante ed umettante

Per la protezione della superficie oculare di cani e gatti in tutte le condizioni di occhio secco caratterizzate da alterazioni quali-quantitative del film lacrimale.



Oculistica

PRODOTTO PER L'IGIENE DELL'OCCHIO DI CANI E GATTI.

### Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2096	Oculvet® Gel	Tube 10 ml

### Uso

Abbassare delicatamente la palpebra inferiore ed applicare una piccola quantità di gel nel sacco congiuntivale due o più volte al giorno, avendo cura di non toccare l'occhio con il beccuccio applicatore. Richiudere la palpebra e massaggiare delicatamente affinché il gel si distribuisca uniformemente sulla superficie oculare. Prima dell'applicazione del prodotto, si consiglia di pulire l'area da eventuali secrezioni usando una salvietta sterile (es. Oculvet® Salviette).

### Proprietà

Ispirata alla struttura biologica delle lacrime, la formulazione di Oculvet® gel ripristina sia la componente acquosa delle lacrime che quella lipidica, donando sollievo in tutte le condizioni caratterizzate da occhio secco. L'associazione tra acido ialuronico e carbomer conferisce al prodotto un'efficace e prolungata azione lubrificante ed umettante. La presenza di trigliceridi a media catena (MCT) consente di stabilizzare il film lipidico dell'occhio. L'acido traumatico aiuta a mantenere l'integrità della superficie oculare. Adelmidrol (aliamide analoga alla PEA - palmitoiletanolamide) esercita una funzione lenitiva sulle mucose oculari.

Principio funzionale	Funzione
Acido ialuronico	Lubrificante e umettante
Carbomer	Lubrificante e umettante
Trigliceridi a media catena	Stabilizzazione del film lipidico
Acido traumatico	Riepitelizzante
Adelmidrol	Lenitiva

### Ingredienti

Aqua, adelmidrol (inn), caprylic/capric triglyceride, carbomer, sodium hyaluronate, sodium chloride, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, 2-dodecenedioic acid, dipotassium phosphate, sodium hydroxide, sodium perborate, disodium edta