

# LACTAG

lavanda intramammaria

## COMPOSIZIONE

Glicole butilenico,  
Acqua distillata;  
Glicerina vegetale;  
Estratto glicolico di cetriolo;  
Polisorbato 20;  
Polivinilpirrolidone;  
Argento colloidale in tracce (SynthAg).  
Propellente: azoto.

## INDICAZIONI

Prevenzione della mastite bovina e del processo di cronicizzazione con rimozione del biofilm.

## SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini (bovine da latte).

## POSOLOGIA E MODALITÀ D'USO

Fare lavaggio a mammella vuota, subito dopo la mungitura, e prima della pulizia e disinfezione del capezzolo.

Compiere un'irrigazione per singolo capezzolo. Inserire il catetere nel capezzolo per almeno 10/12 cm.

Evitare il contatto con la parte del catetere che verrà inserita nel capezzolo, in quanto sterile.

I residui del lavaggio, compreso il microfouling, sono eliminati con le mungiture successive al lavaggio. Non utilizzare il latte munto nelle prime 24 ore successive al lavaggio. Utilizzare l'intero contenuto della bomboletta per ogni singola applicazione.

## AVVERTENZE PER L'USO

Nessuna.

## CONFEZIONI

Bomboletta spray da 150 cc.

## RICETTA

Libera vendita, senza ricetta

## TEMPI DI ATTESA

Non pertinente

