

**ALIMENTO COMPLEMENTARE PER CANE E GATTO**

**COMPOSIZIONE**

Oli e grassi vegetali raffinati (Mais), Acidi grassi esterificati con glicerolo (Caprico e Caprilico) (19,44%), Pirofosfato di Sodio, Lieviti di birra inattivati, Proteine animali idrolizzate (pollo), Farina (di semi) di Soia, Proteine animali idrolizzate (pesce), Cloruro di sodio, Oli e grassi vegetali raffinati (Girasole), Destrosio, Olio di pesce (2,44%), Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Echinacea radice macinata), Semi di cardo mariano macinati, Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Tarassaco radice macinata), Glicole propilenico.

**ADDITIVI PER kg DI ALIMENTO**

**COMPLEMENTARE**

**Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:**

Vitamina A (Palmitato di retinile)	293'920 U.I.
Vitamina D <sub>3</sub> (Colecalciferolo)	20'000 U.I.
Taurina	10'204,10 mg
L-carnitina	5'102 mg
Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)	2'040,80 mg
Niacinamide	1'649 mg
Vitamina B <sub>1</sub> (Cloridrato di tiamina)	408,20 mg
Vitamina B <sub>6</sub> (Cloridrato di piridossina)	408,20 mg
Vitamina B <sub>2</sub> (Sale monosodico di riboflavina 5'-fosfato)	459,20 mg
Vitamina B <sub>12</sub> (Cianocobalamina)	15,30 mg
Calcio D-pantotenato	275,50 mg
Biotina	10,20 mg

**Composti di oligoelementi:**

Carbonato di ferro (II) (siderite)	624,50 mg (Fe 301,01 mg)
Ossido di zinco	510,20 mg (Zn 409,69 mg)
Solfato di rame(II) pentaidrato	102 mg (Cu 26,01 mg)
Solfato manganoso, monoidrato	77,60 mg (Mn 25,22 mg)
Ioduro di potassio	20,40 mg (I 15,31 mg)
Selenito di sodio	4 mg (Se 1,82 mg)

**Aminoacidi:**

Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente pura	5'102 mg
DL-Metionina, tecnicamente pura	5'102 mg

**COMPONENTI ANALITICI E RELATIVI TENORI**

Proteina grezza	1,91%
Fibre grezze	0,40%
Grassi grezzi	90,43%
Ceneri grezze	5,31%
Ceneri insolubili in acido cloridrico	4,10%

**AVVERTENZE**

Non è consentito l'uso contemporaneo con Vitamina D<sub>2</sub>.

**Contenuto netto 220 ml**

FORMEVET S.r.l.  
Via Savona, 97 - 20144 Milano  
www.formevet.com - vetline@formevet.it  
Officina di produzione con numero di riconoscimento α-T000061BG del 08/08/01



**korrektor®**

**RECUPERO**

Per il recupero ed il mantenimento della forma fisica di cani e gatti in convalescenza, durante e dopo la gravidanza, l'allattamento, l'attività sportiva e nei soggetti anziani



**korrektor®** **RECUPERO**

È un alimento complementare per cane e gatto a base di acidi grassi, sostanze naturali, vitamine e aminoacidi, ideale per far fronte agli aumentati fabbisogni nutritivi in conseguenza di mutate condizioni fisiologiche e in tutte le situazioni in cui è necessario un apporto supplementare di energia, aminoacidi, minerali, vitamine e antiossidanti. Il profilo lipidico, grazie all'apporto di trigliceridi a catena media e lunga e di olio di pesce (fonte di omega-3: 3 ml = 25,28 mg; 6 ml = 50,56 mg; 9 ml = 75,85 mg; 10 ml = 84,27 mg; 20 ml = 168,55 mg), assicura un equilibrio corretto per il particolare metabolismo energetico e per la salute e il benessere del cane e del gatto. Gli aminoacidi forniscono gli elementi essenziali per la riparazione del tessuto muscolare. Gli antiossidanti presenti negli estratti naturali e le vitamine riducono i danni tissutali e favoriscono i processi riparativi.

**INDICAZIONI**

- Korrektor Recupero, grazie alla specificità della sua formula, alla sua appetibilità e alla facilità di somministrazione, è indicato in particolare:
- per la preparazione del cane atleta e per mantenerlo in condizioni ottimali;
  - per sostenere l'organismo durante e dopo intensa attività sportiva;
  - a sostegno dell'organismo durante la convalescenza;
  - a sostegno delle funzioni organiche e del benessere fisico negli animali anziani;
  - a sostegno della forma fisica di madri durante l'allattamento;
  - in casi di inappetenza.

**ISTRUZIONI PER L'USO:**

**AGITARE PRIMA DELL'USO**

Riempire, secondo le quantità consigliate, 1 o più cucchiaini/cucchiai con Korrektor Recupero e versarli nella ciotola del cane o del gatto mescolandoli con cura al cibo in essa contenuto. Per la sua gradevolezza Korrektor Recupero può essere somministrato direttamente in bocca.

**QUANTITÀ CONSIGLIATE:**

soggetto	ml/die	n. cucchiaini da tè (1=3 ml)	n. cucchiaini da tavola (1=10 ml)
cucciolo di cane	3-9	min 1 max 3	-
cane di piccola taglia (1-10 kg)	3-6	min 1 max 2	-
cane di media taglia (11-25 kg)	6-10	min 2	max 1
cane di grossa taglia (> 25 kg)	10-20	-	min 1 max 2
gatto e gattino	3	1	-

**MODALITÀ DI CONSERVAZIONE**

Conservare nella confezione originale. Conservare l'astuccio. Conservare in luogo fresco e asciutto. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.



**korrektor®**

**RECUPERO**

Per il recupero ed il mantenimento della forma fisica di cani e gatti in convalescenza, durante e dopo la gravidanza, l'allattamento, l'attività sportiva e nei soggetti anziani



Da consumarsi preferibilmente entro:  
Lotto n°

**korrektor®** **RECUPERO**

S/0923

<b>Flacone:</b> PVC 3	Raccolta plastica
<b>Etichetta*:</b> * le etichette vengono sempre smaltite con il contenitore.	
<b>Astuccio:</b> PAP 21	Raccolta carta
<b>Tappo:</b> ALU 41	Raccolta metalli
Verifica le disposizioni del tuo Comune	

