



Repy® Dress HA

Dressing sterile monouso per favorire la cicatrizzazione delle lesioni cutanee.

Grazie alla presenza di miele di Manuka e Adelmidrol, Repy® Dress HA favorisce la corretta cicatrizzazione cutanea delle lesioni di qualsiasi origine (es. traumatiche, chirurgiche, bruciature, avulsioni, da grattamento).



Dermatologia

DISPOSITIVO PER USO VETERINARIO.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2183	Repy® Dress HA	10 garze formato 10 x 10 cm

Uso

- Pulire la zona lesionata e applicare un sottile strato di Repy® Gel prima dell'applicazione del dressing.
- Aprire la confezione e rimuovere una delle due pellicole protettive.
- Applicare il lato della garza priva di pellicola sulla superficie cutanea interessata; quindi rimuovere la seconda pellicola protettiva.
- Fissare il dressing con un bendaggio auto-aderente.
- Sostituire quotidianamente in caso di abbondante essudato; ridurre la frequenza di sostituzione man mano che il processo di ripitelizzazione procede e gli essudati diminuiscono. Sostituire al massimo ogni 3 giorni (o prima se la medicazione è completamente asciutta).
- Applicare un sottile strato di Repy® Gel ogni volta che il dressing viene sostituito.
- Rimuovere il dressing lentamente e delicatamente, usando le pinzette o due dita (preferibilmente indossando guanti sterili). Se il dressing risulta adeso alla parte, bagnare con soluzione salina sterile prima di proseguire con la rimozione.

Proprietà

Repy® Dress HA è una garza sterile monouso in puro cotone 100% imbevuta con una soluzione di miele di Manuka di grado medico e Adelmidrol.

Il miele monofloreale di Manuka aiuta a mantenere la giusta umidità durante la cicatrizzazione. Inoltre, controlla lo sviluppo della microflora superficiale, grazie all'elevato contenuto di metilgliosale (MGO), un naturale agente antimicrobico del miele che si è rivelato efficace anche nella riduzione del biofilm batterico. L'Adelmidrol, analogo idrosolubile della palmitoiletanolamide, è in grado di ottimizzare la cicatrizzazione e migliorare l'elasticità dei tessuti cutanei. Svolge, inoltre, un'azione lenitiva e anti-arrossamento.

Principio funzionale

Garza in cotone naturale

Miele di Manuka (98%*)

Adelmidrol (2%*)

*della soluzione impregnante